

SÖHNGEN®-Füllung Norm nach DIN 13 157

Die SÖHNGEN®-Füllung Norm entspricht den Vorschriften der DIN 13 157. SÖHNGEN®-Verbandkasten erfüllen auch alle Anforderungen der gültigen Unfallverhütungsvorschriften BGV A1 und GU V A1.

Bitte denken Sie daran: DIN-Vorschriften sind grundsätzlich nur Mindestanforderungen für Qualität und Ausführung. Die nachstehenden SÖHNGEN®-Inhalte gehen hinsichtlich Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über diese Mindestanforderungen hinaus. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! Beste Qualität bei der Erstversorgung - z.B. aluderm® und aluderm®-aluplast mit aluminiumbedampfter Wundauflage - zahlt sich aus: sie dient dem Patienten, fördert die Heilung und gewährleistet optimale Wundversorgung.

Ein weiteres Plus für Ihre Sicherheit: Jede SÖHNGEN®-Füllung Norm enthält ein Beatmungsgerät Air-Vita® Bi-Protect.

Hochwertige Verbandstoff-Füllungen

Inhaltsübersicht

SÖHNGEN®-Füllung Norm nach DIN 13 157

- 1 aluderm®-Verbandtuch 40 x 60 cm DIN 13 152-BR
- 1 aluderm®-Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A

- 3 aluderm®-Verbandpäckchen mittel DIN 13 151-M
- 2 aluderm®-Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G

- 2 WS-elast. Binde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 6
- 2 WS-elast. Binde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 8

- 1 WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB 6
- 1 WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB 8

- 1 WS-fix Netzverband Größe 3

- 2 aluderm®-Augenkomresse DuOcul
- 6 aluderm®-Komresse, einzeln, 10 x 10 cm

- 1 SÖHNGEN®-Plast 5 m x 2,5 cm DIN 13 019
- 8 aluderm®-aluplast elastisch 10 x 6 cm DIN 13 019
- 5 aluderm®-aluplast Fingerverb. 18 x 2 cm DIN 13 019
- 5 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband
- 10 aluderm®-aluplast Strips 1,9 x 7,2 cm

- 1 Dreiecktuch V DIN 13 168-D
- 1 Sirius-Rettungsdecke 160 x 210 cm
- 10 Vliestücher 20 x 30 cm
- 2 Minigrip-Beutel 30 x 40 cm
- 1 Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190
- 4 Stück Vinylhandschuhe DIN-EN 455-1
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe

- 1 Air-Vita® Bi-Protect Beatmungsgerät

Inhaltsübersicht

Erweiterungsset Plus zu SÖHNGEN®-Füllung Norm:

- 1 aluderm®-aluface
- 2 aluderm®-alufinger
- 1 aluderm®-Quickverband

- 1 Spezial-Druckverbandpäckchen

- 50 aluderm®-aluplast Wundpflaster
- 4 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände
- 1 aluderm®-aluplast Sterilverband, klein
- 1 aluderm®-aluplast Sterilverband, groß

- 1 SÖHNGEN®-Kühlspray 100 ml
- 10 Handreinigungstücher

- 1 Splitterpinzette Feilchenfeld, NR
- 12 Sicherheitsnadeln

Zusätzlich empfehlen wir:

oculav NIT® oder AQUA NIT®
Augen-Sofortspülung am Unfallort, gebrauchsfertige Druckspülflasche 250 ml.

aluderm®-aluplast Pflasterspender
aluminiumbedampfte Pflaster, im praktischen Spender mit Wandhalterung.



Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN®

sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem **Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren** versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



SÖHNGEN®-Füllung Norm nach DIN 13 157

72 Teile, besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN®-Markenverbandstoffen

03 03 018

SÖHNGEN®-Füllung NormPlus nach DIN 13 157

einschließlich Erweiterungsset Plus

148 Teile, besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN®-Markenverbandstoffen

03 03 019

Verbandbuch


zur Registrierung von Betriebsunfällen klein - DIN A 5
groß - DIN A 4

80 01 008

80 01 002



Sie können beispielsweise die gesamte Füllung austauschen...



...oder Sie tauschen Baustein-Pakete aus...



...oder Sie ersetzen nur die verbrauchten Einzelteile.

Bei SÖHNGEN® haben Sie die freie Wahl:

- Austausch Füllung
- Austausch Bausteine
- Austausch Einzelteile

Ganz wie SIE möchten!
Einfacher geht es nicht.

Wenn Sie Ihre vorhandene Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13 169 nachfüllen, Inhaltsteile austauschen oder nach Ihrem Bedarf aufstocken möchten, stehen verschiedenen Möglichkeiten zur Wahl:

- Austausch Füllung
- Austausch Bausteine
- Austausch Einzelteile

Austausch Füllung komplett

Sie tauschen den Inhalt des Verbandkastens vollständig aus.

SÖHNGEN®-Füllung Norm

Inhalt nach DIN 13 157

03 03 018

SÖHNGEN®-Füllung NormPlus

Inhalt nach DIN 13 157 einschließlich Erweiterungsset Plus

03 03 019

Austausch Bausteinsystem

Hier tauschen Sie z.B. mit dem Paket "Pflaster" den gesamten Pflasterbereich aus. Gleiches gilt natürlich auch für die anderen Baustein-Pakete. Die im entsprechenden Paket enthaltenen Stückzahlen (Pflaster, Binden usw.) entsprechen dem nebenstehenden Inhaltsverzeichnis.

Paket Verbandtücher

03 03 060

Paket Verbandpäckchen

03 03 061

Paket Binden

03 03 062

Paket Kompressen

03 03 063

Paket Pflaster

03 03 064

Austausch Inhaltsteile einzeln

Sie tauschen nur einzelne Positionen des Verbandkasteninhaltes aus.

aluderm® Verbandtuch 40 x 60 cm

10 03 204

aluderm® Verbandtuch 60 x 80 cm

10 03 205

aluderm®-Verbandpäckchen mittel

10 03 372

aluderm®-Verbandpäckchen groß

10 03 373

WS-elast. Binde 4 m x 6 cm

10 04 010

WS-elast. Binde 4 m x 8 cm

10 04 011

WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm

10 04 101

WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm

10 04 102

aluderm®-Augenkomresse DuOcul

10 03 340

aluderm®-Komresse, einzeln, 10 x 10 cm

10 03 208

SÖHNGEN®-Plast 5 m x 2,5 cm

10 09 111

Pflasterset aluderm®-aluplast (8 Stück à 10 x 6 cm)

10 09 196

Pflasterset aluderm®-aluplast (10 Strips klein, 5 Finger-, 5 Fingerkuppenverbände)

10 09 174

WS-fix Netzverband Größe 3

10 06 048

Dreiecktuch V

10 10 004

Sirius-Rettungsdecke silber/gold 160 x 210 cm

07 01 001

Beutel mit 10 Vliestüchern à 20 x 30 cm

10 05 006

Minigrip-Beutel, 30 x 40 cm

02 04 030

Erste-Hilfe-Kleiderschere 19 cm lang

20 01 008

Beutel mit je 4 Stück Vinylhandschuhen

10 10 073

Anleitung zur Ersten Hilfe

80 01 004

Air-Vita® Bi-Protect Beatmungsgerät

01 03 007